

**MULTIDOSES**  
VOLUME UNIQUE DE SEMENCE

**yxia**

# Reportages

mars 21

**Olivier JEHANNE, Technico-commercial sur l'Ille et Vilaine, a recueilli le témoignage de M. François-Marie MONTGERMONT de l'EARL MONTGERMONT qui nous fait partager son expérience sur l'utilisation du MULTIDOSES au sein de son élevage.**

## Depuis quand utilisez-vous le MULTIDOSES ?

"J'utilise le MULTIDOSES depuis mai 2012. J'ai découvert le MULTIDOSES sur une pub réceptionnée dans mon colis de semence. J'ai été intrigué par ce conditionnement basé sur un principe de gros volume de semence. J'ai donc demandé à Olivier JEHANNE s'il pouvait venir dans mon élevage pour réaliser une démonstration."

## Qu'utilisiez-vous avant ?

"J'inséminais les truies avec des doses individuelles et je faisais également du prélèvement."

## Pourquoi avez-vous fait le choix du MULTIDOSES ?

"Avec cette technique, j'ai gagné du temps dans l'organisation de mes inséminations artificielles, tout en maintenant des performances équivalentes à la dose individuelle. A titre d'exemple, aujourd'hui, il me faut 1h avec mon collaborateur pour inséminer 60 truies. Auparavant, ce temps était deux fois plus important."

## Parlez-nous des avantages du MULTIDOSES ?

"Sans paraître répétitif, je rappellerais l'atout 'gain de temps' et y ajouterai la simplicité d'utilisation. En revanche, je voulais bien changer de technique d'insémination mais en aucun cas dégrader mes performances d'élevage. Aujourd'hui, le poste de reproduction fonctionne bien une fertilité de 92% et 15.6 nés totaux de moyenne. Je suis très satisfait de mon choix."

## Comment pratiquez-vous les IA en MULTIDOSES ? En intra-utérine ou classique ?

"Un autre avantage que j'ai oublié de mentionner. Olivier JEHANNE m'avait informé de la possibilité d'utiliser le MULTIDOSES aussi bien avec les sondes classiques que les sondes intra-utérines. Pour mon élevage, j'ai opté pour l'insémination intra-utérine car je suis rassuré avec l'utilisation de cette technique qui permet la dépose de la semence au plus près du lieu de fécondation."

## Utilisez-vous le MULTIDOSES sur les cochettes ?

"Jusqu'au mois d'octobre dernier, les cochettes étaient inséminées avec des doses classiques. Depuis, j'utilise l'insémination intra-utérine avec une introduction du cathéter partiel pour l'adapter à la physiologie de l'animal."

**"Avec cette technique, j'ai gagné du temps dans l'organisation de mes inséminations artificielles."**



**EARL MONTGERMONT  
CHAVAGNE (35)**

M. François-Marie MONTGERMONT

500 truies  
Conduite en 3 semaines  
Nbre de doses par truie : 2.3  
Technique d'IA intra-utérine  
Fertilité : 92%  
Prolificité : 15.6 nés totaux

